



## «NARCOSCREEN» для выявления наркотических средств и их метаболитов в моче человека

Производитель  
InTec Products, Inc., P.R China

Тест выпускается как виде тест-полосок для выявления одного наркотика, так и в виде мультипанелей для одновременного выявления 3, 4, 5, 6 или 10 видов наркотиков.

Определяемые наркотики: (амфетамин (AMP), кокаин (COC), опиаты/морфин/героин (MOP), марихуана (THC), метамфетамин (MET), бензодиазепины (BZO), барбитураты (BAR), фенциклидин (PCP), метадон (MTD), трициклические антидепрессанты (ТСА), экстази (MDMA).

### Состав набора:

- Тест-полоска или мультипанель погружного типа и пакетик с осушителем, герметично упакованные в упаковку из ламинированной алюминиевой фольги. Осушитель используется только для хранения, а не для процедуры теста.
- Инструкция по применению.

### *Подготовка исследуемых образцов:*

Образец мочи необходимо собрать в чистый, сухой, пластиковый или стеклянный контейнер, не содержащий консервантов. Некоторые виды пластика могут адсорбировать наркотики. При невозможности проведения анализа в день взятия образцов, образцы мочи можно хранить в холодильнике при температуре 2-8Grad.C до 7-ми дней, а затем, при необходимости образцы могут быть заморожены при температуре -20Grad.C и ниже до момента тестирования. Охлажденные или замороженные образцы перед тестированием должны быть доведены до комнатной температуры и тщательно перемешаны. Образцы мочи, содержащие видимый осадок или помутнение, перед тестированием должны быть отцентрифугированы или для анализа должна быть выделена чистая аликвота, не содержащая осадка и помутнения.

### *Проведение анализа:*

1. Доведите все образцы и материалы до комнатной температуры.
2. Достаньте тест из герметичной упаковки.
3. Опустите тест нижним концом тест-полосок в образец мочи до черты, ограниченной стрелками.
4. Уровень мочи должен достигать максимальной отметки, отмеченной на тест-полосках горизонтальной линией, но не превышать ее.
5. Держите тест погруженным в мочу до тех пор, пока нижняя граница мембраны не окрасится в красный цвет (приблизительно 10 секунд).
6. Выньте тест-устройство и положите его на чистую сухую поверхность, лицевой стороной вверх.
7. Прочитайте результат спустя 3-8 минут от начала проведения тестирования.

### *Интерпретация результатов:*

Отрицательный: появились две (2) розовые/пурпурные полосы. В дополнение к контрольной полосе, розовая/пурпурная полоса появилась в тестовой зоне.

Положительный: появилась только одна (1) полоса в контрольной зоне. В тестовой зоне нет ни одной полосы. Это говорит о том, что концентрация наркотического вещества в образце выше пороговой.

Ошибка тестирования: Если в контрольной зоне не появляется розовая/пурпурная полоса, результат тестирования считается ошибочным. Проведите повторное тестирование образца, используя другой тест-набор.

**Внимание!** данный иммуно - тест является скрининговым. Отрицательный результат указывает на то, что уровень наркотического вещества в исследуемом образце мочи ниже порогового. Положительные результаты тестирования должны быть подтверждены альтернативными методами. Концентрация наркотического вещества ниже пороговой может вызвать появление слабой 'призрачной' линии в тестовой зоне. Эта 'призрачная' линия должна расцениваться как отрицательный результат.